

# E v o l u t i s

C R E A T E U R F A B R I C A N T

Product Sheet

**Hactiv®**  
**Reactiv™**  
**Cemtiv®**  
Fiche Produit



OPTION  
A collerette  
Collared

OPTION  
Latéralisée  
Lateralized

OPTION  
Latéralisée  
Lateralized

**REACTIV® Révision Fendue**  
Slotted Revision

**REACTIV® Révision Verrouillage Distal**  
Distal Locking Revision

**HACTIV® Sans collerette**  
Collarless

**HACTIV® Avec collerette**  
With Collar

**CEMTIV® Cimentée**  
Cemented

## Implant fémoral autostable

Première intention et révision

*Self-blocking  
femoral implant*

Primary and revision indications

Evolutis

**MOTION INSIDE**

## Implants HACTIV® / CEMTIV® / REACTIV™ Implants

	Standard 135° première intention <i>Primary Standard</i> 135°			Latero-varus 128° première intention <i>Primary Latero-varus</i> 128°		Standard 135° Révision <i>Revision Standard</i> 135°			
	HAP	à colerette Collared HAP	Cimenté Cemented	HAP	à colerette Collared HAP	Fendue Slotted	Fendue à colerette Slotted Collared	Verrouillage Distal Locking	A Colerette Collared Cemented
Taille / Size 7	H49 007(1)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille / Size 8	H49 008(1)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille / Size 9	H49 009	H49 C009	H49 S09	H49 L009	H49 LC009	-	-	-	-
Taille / Size 10	H49 010	H49 C010	H49 S10	H49 L010	H49 LC010	-	-	-	-
Taille / Size 11	H49 011	H49 C011	H49 S11	H49 L011	H49 LC011	-	-	-	-
Taille / Size 12	H49 012	H49 C012	H49 S12	H49 L012	H49 LC012	H49 R012	H49 RC012	H49 RC112	H49 SRC012
Taille / Size 13	H49 013	H49 C013	H49 S13	H49 L013	H49 LC013	-	-	-	-
Taille / Size 14	H49 014	H49 C014	H49 S14	H49 L014	H49 LC014	H49 R014	H49 RC014	H49 RC114	H49 SRC014
Taille / Size 15	H49 015	H49 C015	H49 S15	H49 L015	H49 LC015	-	-	-	-
Taille / Size 16	H49 016	H49 C016	H49 S16	H49 L016	H49 LC016	H49 R016	H49 RC016	H49 RC116	H49 SRC016
Taille / Size 18	H49 018	H49 C018	-	H49 L018	H49 LC018	H49 R018	H49 RC018	H49 RC118	H49 SRC018
Taille / Size 20	H49 020	H49 C020(1)	-	H49 L020(1)	H49 LC020(1)	H49 R020	H49 RC020	H49 RC120	-

## Têtes fémorales Femoral Heads

Diamètre Diameter	Longueur Length	Acier inox Stainless steel	Chrome-Cobalt Cobalt-Chromium	Céramique Composite Composite Ceramic
Ø22	-2.0mm	H11 1220	H10 1220	-
	+0mm	H11 1221	H10 1221	-
	+2.0mm	H11 1222	H10 1222	-
	-7mm	H11 1279 (1)	H10 1279 (1)	-
Ø28	-3.5mm	H11 1280	H10 1280	H14 C1280
	+0mm	H11 1281	H10 1281	H14 C1281
	+3.5mm	H11 1282	H10 1282	H14 C1282
	+7mm	H11 1283	H10 1283	-
Ø32	+10.5mm	-	H10 1284 (1)(3)	-
	-4mm	H11 1320 (1)	H10 1320	H14 C1320
	+0mm	H11 1321 (1)	H10 1321	H14 C1321
	+4mm	H11 1322 (1)	H10 1322	H14 C1322
Ø36	+8mm	H11 1323 (1)	H10 1323	H14 C1323
	-4mm	-	H10 1360	H14 C1360
	+0mm	-	H10 1361	H14 C1361
	+4mm	-	H10 1362	H14 C1362
Ø40	+8mm	-	H10 1363	H14 C1363
	-4mm	-	-	H14 C1400
	+0mm	-	-	H14 C1401
	+4mm	-	-	H14 C1402
	+8mm	-	-	H14 C1403

- (1) implants disponibles sur demande spéciale / implants available only on special request  
 (2) limite de poids patient à 75kgs / not validated for patients exceeding 75kgs  
 (3) non compatible avec les tiges latéralisées à 128° / not validated for use with 128° lateralized stems

## Vis de verrouillage Locking screw

Diamètre Diameter	Longueur Length	Ref. Cat. N°
Ø6.0 / 4.5	20mm	H15 SC6020
Ø6.0 / 4.5	25mm	H15 SC6025
Ø6.0 / 4.5	30mm	H15 SC6030
Ø6.0 / 4.5	35mm	H15 SC6035
Ø6.0 / 4.5	40mm	H15 SC6040




Râpes fémorales : choix entre râpes usinées (image) ou piquetées.  
 Femoral broaches: choice of machined bone-compactor structure (picture) or embossed spiked structure.



Manche porte-râpe adapté : postéro-latéral, décalé antéro-latéral, ou antérieur  
 Choice of broach handle: postero-lateral, antero-lateral offset, or anterior

## Instrumentation HACTIV® Instrument Set

Instrumentation <i>Instrumentation</i>		Ref. Cat. N°
Première intention Standard	<i>Primary Standard</i>	H50 9100
Première intention Standard râpes femelles	<i>Primary Standard female broaches</i>	H50 9104
Première intention Double Offset râpes femelles	<i>Primary Double Offset female broaches</i>	H50 9105
Révision Base	<i>Revision Base</i>	H50 9101
Révision Complémentaire alésage	<i>Revision Reamer complementary set</i>	H50 9103
Révision Viseur de verrouillage distal	<i>Revision Distal locking jig</i>	H38 9103



### Mentions légales :

Les implants HACTIV, CEMTIV et REACTIV sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) partielles (PIH) ou pour les révisions d'arthroplastie (PTR) de la hanche selon la version.  
 Les implants HACTIV, CEMTIV et REACTIV sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Informations sur le site [www.arnell.fr](http://www.arnell.fr).

Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site [www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com).

### Matériaux / Materials:

Tiges HACTIV® et REACTIV™ revêtues : alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3 et HAP  
 Tiges CEMTIV® à cimenter : acier inox. à haute teneur en azote selon ISO 5832-9  
 Têtes fémorales : acier inox. à haute teneur en azote selon ISO 5832-9 ou alliage de chrome-cobalt selon ISO 5832-4 ou céramique d'alumine pure selon ISO 6474-1 ou céramique composite selon ISO 6474-2  
 Vis de verrouillage : alliage de titane TA6V selon ISO 5232-2  
 Conditionnement sous vide. Stérilisation rayons gamma.  
 Coated HACTIV® and REACTIV™ stems : titanium alloy TA6V according ISO 5832-3 + Calcium Hydroxyapatite  
 Cemented CEMTIV® stems : high nitrogen content stainless steel according ISO 5832-9  
 Femoral heads : high nitrogen content stainless steel according ISO 5832-9 or cobalt-chromium alloy according ISO 5832-4 or pure alumina ceramic according ISO 6474-1 or ceramic composite according ISO 6474-2  
 Locking screws: titanium alloy TA6V according ISO 5832-3  
 Vacuum packed. Gamma ray sterilised.



10 Place des Tuilleries, 42720 Briennon, France  
 2797 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

[www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)

