

Strumentario SNAPSHOT

Ref : G34 9107
ROLFLEX TONIC compl. PS

OPZIONE

Guida di fresatura per blocco di taglio PS intercondileo T1
G34 F051



Guida di fresatura per blocco di taglio PS intercondileo da T2 a T9
G34 F052 a G34 F059



Spacer di prova da h.10 a 18 per piatto fisso/tibia di prova
G34 T035 a G34 T038



OPZIONE

Spacer di prova da h.10 a 18 per piatto fisso/tibia definitiva
G34 T078 a G34 T081




Pinza da inclusione per piatto fisso
G34 T075



OPZIONE

Inserito di prova PS TO
G34 T050



Inserito di prova PS T1
G34 T051

OPZIONE



Inserito di prova PS da T2 a T8
G34 T052 a G34 T058



Fresa prepara blocco di taglio PS
G34 F033
G34 F034
G34 F035

Canna di fresatura per blocco PS intercondileo
G34 F045
G34 F046
G34 F047



Spaziatori di prova da h10 a 18 per fisso / tibia di prova T0
G34 T002 a G34 T005

OPZIONE

Vassoio per strumenti e coperchio
G34 9007 e S02 012