

# Evolutis

CREATEUR FABRICANT



Scheda Prodotto  
**Captiv**  
**Freelineer®**



*Coppa Acetabolare per inserti in  
Ceramica o Polietilene altamente  
reticolato PEXEL®-E*

# Captiv Freeliner®

Ref. Cup.	Ref. Inserto				
	Ø28 UHMWPE "PEXEL"	Ø32 XLPE "PEXEL-E"	Ø36	Ø32 Composite CERAMIC	Ø36
Ø44 (*)	H75 4438(*)	H75 P3828(*)			
Ø46	H75 4640	H75 P4028		H75 XE4032	
Ø48	H75 4840	H75 P4028		H75 XE4032	
Ø50	H75 5044	H75 P4428		H75 XE4432	
Ø52	H75 5244	H75 P4428		H75 XE4436	
Ø54	H75 5448	H75 P4828		H75 XE4832(*)	
Ø56	H75 5648	H75 P4828		H75 XE4836	
Ø58	H75 5850	H75 P5028		H75 XE5032(*)	
Ø60	H75 6050	H75 P5028		H75 XE5036	
Ø62	H75 6254	H75 P5428		H75 XE5432(*)	
Ø64	H75 6454	H75 P5428		H75 XE5436	
Ø66 (*)	H75 6654(*)	H75 P5428		H75 XE5436	



(\*) : Riferimenti disponibile sotto richiesta speciale

Un codice di colore (rosso, giallo, azzurro, arancia, verde, rosa) facilita la corrispondenza tra la coppa e l'inserto. Per esempio, per una coppa di 58 mm di diametro, bisognerà selezionare uno degli inserti concordi mediante il colore verde.

## Viti para coppa

	lg.	Ref
Vite Ø6	20 mm	H15 SB6020
Vite Ø6	25 mm	H15 SB6025
Vite Ø6	30 mm	H15 SB6030
Vite Ø6	35 mm	H15 SB6035
Vite Ø6	40 mm	H15 SB6040
Vite Ø6	45 mm	H15 SB6045
Vite Ø6	50 mm	H15 SB6050



### Materiale

Coppa: lega di titanio TA6V secondo l'ISO 5832-3. Rivestimento bicapa di titanio poroso e CaHA

Vite: lega di titanio TA6V secondo l'ISO 5832-3

Inserto: UHMWPE secondo l'ISO 5834-1&2 e acciaio inossidabile ISO 5832-1 o ceramica composta secondo l'ISO 6474-2

Imballaggio: imbottigliato al vuoto. Sterilizzazione con raggi gamma.

### Note Legali:

Gli impianti CAPTIV FREELINER sono dei dispositivi medici impiantabili di III Classe indicati per le artroplastiche dell'anca.

Gli impianti CAPTIV FREELINER sono presi in carico dall'assicurazione malattia secondo determinate condizioni.

Il chirurgo è espressamente invitato a leggere attentamente le istruzioni, menzionate sulle modalità d'uso incluse nella confezione del DISPOSITIVO MEDICO, così come nel manuale di tecnica operatoria consegnato con il prodotto o disponibile al download sul sito [www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)



2797

**Evolutis**

10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France

Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

[www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)